

HRD-300 kézi digitális refraktométer

- Mérési tartomány: 0-45 % Brix
- Osztás: 0.1 %
- ATC
- Hőfokkompenzált: 0-40°C, 32-104°F
- Hőmérséklet mérési pontosság: 1°C, 2°F
- Osztás: 0.1°C
- Működési hőmérséklet: 0-35°C, 32-90°F
- Tárolási hőmérséklet: 0-50°C, 32-122°F
- Méretek: 185x59x45mm
- Tömeg: 230 g
- Tápellátás: 1 db 9V (6LR61) elem

HRD-400 kézi digitális refraktométer, sótartalom méréshez

- Mérési tartomány: 0-28 %
- Osztás: 0.1 %
- ATC
- Hőfokkompenzált: 0-40°C, 32-104°F
- Hőmérséklet mérési pontosság: 1°C, 2°F
- Osztás: 0.1°C
- Működési hőmérséklet: 0-35°C, 32-90°F
- Tárolási hőmérséklet: 0-50°C, 32-122°F
- Méretek: 185x59x45mm
- Tömeg: 230 g
- Tápellátás: 1 db 9V (6LR61) elem

HRD-500 kézi digitális refraktométer, fehérje vizsgálatához

- Mérési tartomány: 1.000-1.500, 0-12g/dl, 1.3330-1.3900 RI
- Osztás: 0.001, 0.1g/dl, 0.0001 RI
- ATC
- Hőfokkompenzált: 0-40°C, 32-104°F
- Hőmérséklet mérési pontosság: 1°C, 2°F
- Osztás: 0.1°C
- Működési hőmérséklet: 0-35°C, 32-90°F
- Tárolási hőmérséklet: 0-50°C, 32-122°F
- Méretek: 185x59x45mm
- Tömeg: 230 g
- Tápellátás: 1 db 9V (6LR61) elem